

STOMARKET

**ЭМИ** ЭРГОНОМИЧНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ИНСТРУМЕНТ


8 (812) 426-19-39  
SALE@STOMMARKET.RU  
WWW.STOMMARKET.RU

## СОДЕРЖАНИЕ

	3	<b>ЗОНДЫ</b>
	4	<b>ШТОПФЕРЫ</b>
	5	<b>ШПАТЕЛИ</b>
	5	<b>ГЛАДИЛКИ</b>
	6	<b>ШТОПФЕРЫ-ГЛАДИЛКИ</b>
	7	<b>ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УКЛАДКИ РЕАКЦИОННОЙ НИТИ</b>
	7	<b>ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ</b>
	7	<b>АВТОРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МИХАИЛА СОЛОМОНОВА</b>
	8	<b>ЭКСКАВАТОРЫ</b>
	8	<b>КЮРЕТАЖНЫЕ ЛОЖКИ</b>
	8	<b>КЮРЕТКИ</b>
	9	<b>КЮРЕТКИ</b>
	10	<b>СКРЕБКИ</b>
	11	<b>СТЕРИЛИЗАЦИЯ / ДЛЯ ЗАКАЗА</b>

# ЗОНДЫ ОДНОСТОРОННИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

Предназначены для обследования глубины кариозных полостей, выявления сообщений кариозной полости с полостью зуба.





**101-3 Зонд**  
Односторонний  
диагностический

**101-4 Зонд**  
Односторонний  
диагностический

**102-3 Зонд**  
Односторонний  
диагностический

**102-4 Зонд**  
Односторонний  
диагностический

**105-1 Зонд**  
Односторонний  
диагностический




**МАКРО**  
диаметр 10 мм  
длина 110/130 мм  
вес 18 г; полая

**ОПТИМА**  
диаметр 8 мм  
длина 100/120 мм  
вес 12 г; полая




























**ЭРГОНОМ**  
диаметр 8 мм  
длина 100/120 мм  
вес 21 г; цельная

**КЛАССИК**  
диаметр 8 мм  
длина 100/120 мм  
вес 21 г; цельная




## ШТОПФЕРЫ

Предназначены для уплотнения пломбировочного материала, пломбирования кариозных полостей.

		160-1	<b>Штопферы</b>	
		161-1	<b>Штопферы</b>	
		165-1	<b>Штопферы</b>	
		165-3	<b>Штопферы</b>	
		168-2	<b>Штопферы</b>	
		185-1	<b>Штопферы</b>	
		188-1	<b>Штопферы</b>	
		193-1	<b>Штопферы</b>	
		193-2	<b>Штопферы</b>	
		194-1	<b>Штопферы</b>	
		194-2	<b>Штопферы</b>	
		195-1	<b>Штопферы</b>	
		197-1	<b>Штопферы</b>	

## ШПАТЕЛИ

Применяется для смешивания.




205-2

206-3

## ГЛАДИЛКИ

Применяется для внесения пломбировочного материала и формирования пломб.



255-1 **Гладилки**

255-2 **Гладилки**

255-3 **Гладилки**

255-4 **Гладилки**

256-1 **Гладилки**

256-2 **Гладилки**

256-3 **Гладилки**

256-4 **Гладилки**

261-4 **Гладилки**

270-2 **Гладилки**

270-3 **Гладилки**

271-2 **Гладилки**

285-1 **Гладилки**



































295-3 **Гладилки**

295-4 **Гладилки**



## ШТОПФЕРЫ-ГЛАДИЛКИ

Применяется для внесения и уплотнения пломбирочного материала.


		305-1	Штопферы-гладилки
		305-2	Штопферы-гладилки
		305-3	Штопферы-гладилки
		305-4	Штопферы-гладилки
		310-1	Штопферы-гладилки
		310-2	Штопферы-гладилки
		310-3	Штопферы-гладилки
		310-4	Штопферы-гладилки
		333-3	Штопферы-гладилки
		334-3	Штопферы-гладилки
		334-4	Штопферы-гладилки
		334-5	Штопферы-гладилки
		336-2	Штопферы-гладилки
		338-2	Штопферы-гладилки
		339-2	Штопферы-гладилки
		340-1	Штопферы-гладилки
		340-2	Штопферы-гладилки




## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УКЛАДКИ РЕТРАКЦИОННОЙ НИТИ



## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ



## АВТОРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ МИХАИЛА СОЛОМОНОВА




## ЭКСКАВАТОРЫ

Применяется для удаления кариозного дентина.



## КЮРЕТАЖНЫЕ ЛОЖКИ



## КЮРЕТКИ

Кюретки, предназначены для обработки всех поверхностей фронтальных зубов.

Рабочие части кюреток на конце рабочей поверхности имеют наклон 20°, причем кромка с одной стороны остро заточена, а с другой стороны притуплена.



















Носик концевой части закруглен и остро заточен.

Парадонтология с ЭМИ — это современный эргономичный и яркий подход в работе. Мы собрали лучшие и проверенные временем инструменты, отзывающиеся в сердцах наших врачей.



## КЮРЕТКИ ГРЕЙСИ

Применяется для удаления зубного камня.

		501-1	Кюретки Грейси
		502-1	Кюретки Грейси
		503-1	Кюретки Грейси
		504-1	Кюретки Грейси
		505-1	Кюретки Грейси
		506-1	Кюретки Грейси
		507-1	Кюретки Грейси
		508-1	Кюретки Грейси
		509-1	Кюретки Грейси



## КЮРЕТКИ

Применяется для удаления зубного камня.

Кюретки Коламбия	571-1		
Кюретки Коламбия	572-1		
Кюретки Барнхарта	575-1		
Кюретки Барнхарта	576-1		
Кюретки Лангера	585-1		
Кюретки Лангера	586-1		
Кюретки Лангера	587-1		

## СКРЕБКИ



521-1

**Скребок Морзе**

527-1

**Скребок  
Гольдмана-Фокса**  
Универсальный

530-1

**Скребок Джеккетта**

535-1

**Скребок  
Таунера-Джеккетта**

542-1

**Скребок**  
С узким серповидным лезвием  
под углом 45°

542-2

**Скребки**  
С узким серповидным лезвием  
под углом 45°

545-1

**Скребки**  
Наддесневой изогнутый

546-1

**Скребки**  
Наддесневой изогнутый

550-1

**Скребки**  
Серповидный с усиленным  
лезвием

552-1

**Скребки**  
Универсальный

630-2

**Скребок**  
Универсальный с ложечкой



9 цветовых  
решений

Облегченные титановые  
ручки в двух исполнениях

Любые методы стерилизации  
и повышенный срок эксплуатации

30 видов рабочих частей  
из высококачественной стали

## СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Для долговечной службы инструменты необходимо стерилизовать и хранить отдельно друг от друга

РЕЖИМ	ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ	ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
Стерилизация паром в автоклаве	134°C / 0,2 МПа	5 мин
Стерилизация паром в автоклаве	121°C / 0,11 МПа	20 мин

Инструмент поставляется не стерильным.

## ДЛЯ ЗАКАЗА

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Официальный дистрибьютер  
в Северо-Западном федеральном округе

# STOMMARKET

8 (812) 426-19-39

[SALE@STOMMARKET.RU](mailto:SALE@STOMMARKET.RU) / [WWW.STOMMARKET.RU](http://WWW.STOMMARKET.RU)

**ЭМИ** ЭРГОНОМИЧНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ИНСТРУМЕНТ